

## Vodnik za lažjo izbiro dnevnih multifokalnih kontaktnih leč Proclear® 1 day multifocal

# Različni pacienti. En preprost postopek izbire leč.

### Preprosta izbira leč z edinstvenim pristopom.

- Asferična zasnova z območjem za vid od blizu na sredini
- Zasnovane s profilom enotne dioptrije
  - Ohranjajo vid na daljavo in zmanjšujejo omejitve vida
- Izboljšanje vida od blizu v nedominantnem očesu
  - Za optimizacijo vida od blizu in s srednje razdalje ter za vzdrževanje binokularnega vida
  - Na voljo pacientom z adicijo do +2,50
- V splošnem bolj naravna izkušnja vida

### Vodnik za izbiro leč

**1. korak** Potrdite refrakcijo in določite, katero oko je dominantno.

**2. korak Dominantno oko:** izberite lečo z ustrezno dioptrijo na daleč.

**Nedominantno oko:** izberite lečo s priporočeno dioptrijo za izboljšavo vida od blizu, ki jo dodate dioptriji na daleč, in sicer glede na potrebe po adiciji posameznega pacienta:

Pacientova adicija    Izboljšava vida od blizu

do +1,00

**brez potrebe po izboljšavi vida od blizu**

od +1,25 do +1,75    **+0,75 D**

od +2,00 do +2,50    **od +0,75 D do +1,00 D**

**Primer refrakcije: -2,00 za obe očesi z vrednostjo adicije +1,75**

**Dioptrija dnevnih multifokalnih leč Proclear 1-day multifocal**

**Dominantno oko**

**Nedominantno oko**

**-2,00**

**-1,25**

**3. korak** Pred ocenjevanjem vida počakajte, da se leče namestijo. Če je pacient zadovoljen z vidom, izdajte recept za leče.

### Nasveti za optimizacijo

Za izboljšanje vida na daljavo izvedite nadrefrakcijo v prirastkih po +/-0,25 D za dominantno oko pod binokularnimi pogoji. Veliko specialistov za oči je ugotovilo, da se z dodajanjem +0,25 D dominantnemu očesu v 2. koraku izboljša vid na daljavo. Za izboljšanje vida od blizu izvedite nadrefrakcijo v prirastkih po +/-0,25 D za nedominantno oko pod binokularnimi pogoji.



Vodnik za lažjo izbiro dnevnih multifokalnih kontaktnih leč Proclear® 1 day multifocal

En inovativen pristop.  
Več razlogov, da  
izberete izdelke  
Proclear.

#### Izboljšanje vida od blizu brez motenj vida na daljavo.

- Preprosto prilagajanje uporabnikom leč skozi različne faze presbiopije
  - Zasnovane s profilom enotne dioptrije
  - Manj motenj za vid na daljavo
- Zasnova leč pripomore k poenostavljenemu prilagajanju kontaktnih leč
  - Krajši čas pri zdravniku in manj kontrolnih pregledov
- Širok, učinkovit razpon parametrov
- Svež pristop k zadovoljitvi potreb vida uporabnikov dnevnih leč

#### Različni pacienti. En izdelek Proclear.

##### Zdravljenje vsakega očesa posebej ob ohranjanju binokularnega vida

- Z različnimi dioptrijami za vsako oko izboljšuje vid od blizu, pri tem pa zmanjšuje motnje vida na daljavo
- Vsakemu očesu posebej pošilja neovirane signale, da lahko možgani ustvarijo čistejšo sliko

##### Znatno izboljšanje v primerjavi z monovizijo

- Vzdržuje boljši binokularni vid pri višjih adicijah za zagotovitev boljšega vida kot pri monoviziji
- Izboljša stereopsijo, vid s srednje razdalje in nočni vid
- Prava multifokalna zasnova leč

#### Specifikacije izdelka

##### Dnevne multifokalne leče Proclear 1-day multifocal

Optična moč	od +6,00 do -10,00 (v prirastkih po 0,25; v prirastkih po 0,50 nad -6,00)
Adicija	Zasnovane s profilom enotne dioptrije
Bazna krivina	8,7 mm
Premer	14,2 mm

